

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Wersja z dnia 06.10.2025

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
<i>Żywność, produkty rolne (arbuz, aronia, bakłażan, bób, borówka, burak, cebula, cukinia, czosnek, dynia, fasolka, jabłko, jeżyna, kalafior, kalarepa, kapusta, koper, marchew, ogórek, papryka, pomidor, porzeczka, rzodkiewka, sałata, seler, śliwka, truskawka, wiśnia, ziemniak, kwiaty jadalne)</i>	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres:	PN EN 15662:2018-06
	2,4'-DDD	
	2,4'-DDE	
	2,4'-DDT	
	2,4'-Methoxychlor	
	4,4'-DDD	
	4,4'-DDE	
	4,4'-DDT	
	4,4'-Dichlorobenzophenone	
	Acequinocyl	
	Acetochlor	
	Acrinathrin	
	Alachlor	
	Aldrin	
	Allethrin-1,2	
	Allethrin-3,4 (Bioallethrin)	
	Allidochlor	
	Anthraquinone	
	Atrazine	
	Azinphos ethyl	
	Azinphos methyl	
	Benfluralin	
	Bifenthrin	
	Biphenyl	
	Bromfenvinfosmethyl	
	Bromfenvinphos	
	Bromophos ethyl	
	Bromophos methyl	
	Bromopropylate	
	Bupirimate	
	Captan	
	Carbophenothion	
	Chlorbenside	
	Chlorfenapyr	
	Chlorfenvinphos	
	Chlorobenzilate	
	Chloroneb	
	Chlorothalonil	
	Chlorpropham	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos methyl	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Chlozolinate	0,005-2,5	
	cis-Chlordane	0,005-2,5	
	cis-Nonachlor	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Cycloate	0,005-2,5	
	Cyflufenamide	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Cypermethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Cypermethrin alfa	0,005-2,5	
	Cypermethrin beta	0,005-2,5	
	Cypermethrin zeta	0,005-2,5	
	DCPA methyl ester	0,005-2,5	
	Deltamethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Diallate (cis)	0,005-2,5	
	Diallate (trans)	0,005-2,5	
	Diazinon	0,005-2,5	
	Dichlofluanid	0,005-2,5	
	Dichlobenil	0,005-2,5	
	Dichloran	0,005-2,5	
	Dichlorvos	0,005-2,5	
	Dieldrin	0,005-2,5	
	Diphenylamine	0,005-2,5	
	Disulfoton	0,005-2,5	
	Edifenphos	0,005-2,5	
	Endosulfan ether	0,005-2,5	
	Endosulfan sulfate	0,005-2,5	
	Endrin	0,005-2,5	
	Endrin aldehyde	0,005-2,5	
	Endrin ketone	0,005-2,5	
	EPN	0,005-2,5	
	Ethalfuralin	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Ethylan (Perthane)	0,005-2,5	
	Etofenprox	0,005-2,5	
	Etridiazole	0,005-2,5	
	Fenamiphos	0,005-2,5	
	Fenchlorphos	0,005-2,5	
	Fenitrothion	0,005-2,5	
	Fenpropathrin	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Fenvalerate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Fipronil	0,005-2,5	
	Fluazifop-p-butyl	0,005-2,5	
	Fluchloralin	0,005-2,5	
	Flucythrinate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Fludioxonil	0,005-2,5	
	Fluopyram	0,005-2,5	
	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Fluridone	0,005-2,5	
	Flusilazole	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Fluvalinate-tau (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Folpet	0,005-2,5	
	Fonofos	0,005-2,5	
	Heptachlor	0,005-2,5	
	Heptachlor epoxide (isomer B)	0,005-2,5	
	Hexachlorobenzene	0,005-2,5	
	Hexazinone	0,005-2,5	
	Iodofenphos	0,005-2,5	
	Iprodione	0,005-2,5	
	Isazophos	0,005-2,5	
	Isodrin	0,005-2,5	
	Isopropalin	0,005-2,5	
	lambda-Cyhalothrin	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Leptophos	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Metalaxyl	0,005-2,5	
	Metazachlor	0,005-2,5	
	Methoxychlor	0,005-2,5	
	Methyl parathion	0,005-2,5	
	Metolachlor	0,005-2,5	
	Mevinphos (sum of isomers)	0,005-2,5	
	MGK 264	0,005-2,5	
	Mirex	0,005-2,5	
	Myclobutanil	0,005-2,5	
	N-(2,4-Dimethylphenyl) formamide	0,005-2,5	
	Nitrofen	0,005-2,5	
	Norflurazon	0,005-2,5	
	Oxyfluorfen	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Parathion	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Pebulate	0,005-2,5	
	Penconazole	0,005-2,5	
	Pendimethalin	0,005-2,5	
	Pentachloroaniline	0,005-2,5	
	Pentachloroanisole	0,005-2,5	
	Pentachlorobenzene	0,005-2,5	
	Pentachlorobenzonitrile	0,005-2,5	
	Pentachloronitrobenzen	0,005-2,5	
	Permethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Phenothrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Phorate	0,005-2,5	
	Phosalone	0,005-2,5	
	Phosmet	0,005-2,5	
	Piperonyl butoxide	0,005-2,5	
	Pirimiphos ethyl	0,005-2,5	
	Pirimiphos methyl	0,005-2,5	
	Pretilachlor	0,005-2,5	
	Prochloraz	0,005-2,5	
	Procymidone	0,005-2,5	
	Prodiamine	0,005-2,5	
	Profenofos	0,005-2,5	
	Profluralin	0,005-2,5	
	Propachlor	0,005-2,5	
	Propanil	0,005-2,5	
	Propargite	0,005-2,5	
	Propisochlor	0,005-2,5	
	Propyzamide	0,005-2,5	
	Proquinazid	0,005-2,5	
	Prothiofos	0,005-2,5	
	Pyraclofos	0,005-2,5	
	Pyrazophos	0,005-2,5	
	Pyridaben	0,005-2,5	
	Pyridaphenthion	0,005-2,5	
	Pyriproxyfen	0,005-2,5	
	Resmethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Simazine	0,005-2,5	
	Sulfotepp	0,005-2,5	
	Sulprofos	0,005-2,5	
	Tebuconazole	0,005-2,5	
	Tebuufenpyrad	0,005-2,5	
	Terbacil	0,005-2,5	
	Terbufos	0,005-2,5	
	Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene)	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
	Tetrachlorvinphos 0,005-2,5 Tetradifon 0,005-2,5 Tetramethrin (cis) 0,005-2,5 Tetramethrin (sum of isomers) 0,005-2,5 THPI 0,005-15 Tolclofos-methyl 0,005-2,5 Tolylfluaniid 0,005-2,5 trans- Nonachlor 0,005-2,5 trans-Chlordane 0,005-2,5 Transfluthrin 0,005-2,5 Triadimefon 0,005-2,5 Triadimenol 0,005-2,5 Triallate 0,005-2,5 Triazophos 0,005-2,5 Triflumizole 0,005-2,5 Trifluralin 0,005-2,5 Vinclozolin 0,005-2,5 α -BHC 0,005-2,5 β -BHC 0,005-2,5 γ -BHC 0,005-2,5 δ -BHC 0,005-2,5 Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS/MS)	
Żywność, produkty rolne (arbuz, aronia, bakłażan, bób, borówka, burak, cebula, cukinia, czosnek, dynia, fasolka, jabłko, jeżyna, kalafior, kalarepa, kapusta, koper, marchew, ogórek, papryka, pomidor, porzeczka, rzodkiewka, sałata, seler, śliwka, truskawka, wiśnia, ziemniak, kwiaty jadalne)	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: 2,3,5-Trimethacarb 0,005-2,5 2,4-Dimethylaniline 0,005-2,5 3,4,5-Trimethacarb 0,005-2,5 3-Hydroxycarbofuran 0,005-2,5 Abamectin 0,005-2,5 Acephate 0,005-2,5 Acetamiprid 0,005-2,5 Acibenzolar-S-methyl 0,005-2,5 Alachlor 0,005-2,5 Aldicarb 0,005-2,5 Aldicarb sulfone 0,005-2,5 Aldicarb sulfoxide 0,005-2,5 Aldicarb (sum) 0,005-2,5 Allidochlor 0,005-2,5 Ametoctradin 0,005-2,5 Ametryn 0,005-2,5 Amidosulfuron 0,005-2,5 Aminocarb 0,005-2,5	PN EN 15662:2018-06

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

Anilofos	0,005-2,5
Aspon	0,005-2,5
Asulam	0,005-2,5
Atraton	0,005-2,5
Atrazine	0,005-2,5
Atrazine-desethyl	0,005-2,5
Azamethiphos	0,005-2,5
Azimsulfuron	0,005-2,5
Azinphos-ethyl	0,005-2,5
Azinphos-methyl	0,005-2,5
Azoxystrobin	0,005-2,5
Beflubutamid	0,005-2,5
Benalaxyl	0,005-2,5
Bendiocarb	0,005-2,5
Benodanil	0,005-2,5
Benomyl	0,005-2,5
Benoxacor	0,005-2,5
Bensulfuron-methyl	0,005-2,5
Bensulide	0,005-2,5
Bentazone	0,005-2,5
Benzoximate	0,005-2,5
Benzoylprop-ethyl	0,005-2,5
Bifenazate	0,005-2,5
Bitertanol	0,005-2,5
Bixafen	0,005-2,5
Boscalid	0,005-2,5
Bromacil	0,005-2,5
Bromfenvinphos	0,005-2,5
Bromuconazole	0,005-2,5
Bupirimate	0,005-2,5
Buprofezin	0,005-2,5
Butachlor	0,005-2,5
Butafenacil	0,005-2,5
Butocarboxim	0,005-2,5
Butocarboxim sulfon	0,005-2,5
Butocarboxim sulfoxide	0,005-2,5
Butoxycarboxim	0,005-2,5
Buturon	0,005-2,5
Cadusafos	0,005-2,5
Carbaryl	0,005-2,5
Carbendazim	0,005-2,5
Carbetamide	0,005-2,5
Carbofuran	0,005-2,5

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Carboxin	0,005-2,5	
	Carfentrazone ethyl	0,005-2,5	
	Carpropamid	0,005-2,5	
	Chlorantraniliprole	0,005-2,5	
	Chlorbromuron	0,005-2,5	
	Chlorbufam	0,005-2,5	
	Chlordimeform	0,005-2,5	
	Chlorfenvinphos	0,005-2,5	
	Chlorfluazuron	0,005-2,5	
	Chloridazon	0,005-2,5	
	Chlorimuron-ethyl	0,005-2,5	
	Chlormafenozone	0,005-2,5	
	Chloroxuron	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos-methyl	0,005-2,5	
	Chlorsulfuron	0,005-2,5	
	Chlorthiamid	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Chlortoluron	0,005-2,5	
	Cinidon-ethyl	0,005-2,5	
	Cinmethylin	0,005-2,5	
	Cinosulfuron	0,005-2,5	
	Clethodim	0,005-2,5	
	Climbazole	0,005-2,5	
	Clodinafoppropargyl	0,005-2,5	
	Clofentezine	0,005-2,5	
	Clomazone	0,005-2,5	
	Clopyralid	0,01-2,5	
	Cloquintocet-mexyl	0,005-2,5	
	Clothianidin	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Crimidine	0,005-2,5	
	Crufomate	0,005-2,5	
	Cumyluron	0,005-2,5	
	Cyanazine	0,005-2,5	
	Cyanofenphos	0,005-2,5	
	Cyantraniliprole	0,005-2,5	
	Cyazofamid	0,005-2,5	
	Cycloxydim	0,005-2,5	
	Cycluron	0,005-2,5	
	Cyflufenamid	0,005-2,5	
	Cyhalofop-butyl	0,005-2,5	
	Cymoxanil	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Cyphenothrin	0,005-2,5	
	Cyprazine	0,005-2,5	
	Cyproconazole	0,005-2,5	
	Cyprodinil	0,005-2,5	
	Cyromazine	0,005-2,5	
	Cythioate	0,005-2,5	
	Dazomet	0,005-2,5	
	Demeton-Smethysulfone	0,005-2,5	
	Demeton-Smethysulfoxide	0,005-2,5	
	Desmedipham	0,005-2,5	
	Desmetryn	0,005-2,5	
	Dialifos	0,005-2,5	
	Diazinon oxon	0,005-2,5	
	Dibrom	0,005-2,5	
	Dichlofenthion	0,005-2,5	
	Diclobutrazol	0,005-2,5	
	Dicrotophos	0,005-2,5	
	Diethofencarb	0,005-2,5	
	Diethyltoluamide (DEET)	0,005-2,5	
	Difenoconazole	0,005-2,5	
	Difenoxyurone	0,005-2,5	
	Diflubenzuron	0,005-2,5	
	Diflufenican	0,005-2,5	
	Dimefox	0,005-2,5	
	Dimefuron	0,005-2,5	
	Dimepiperate	0,005-2,5	
	Dimethachlor	0,005-2,5	
	Dimethenamid	0,005-2,5	
	Dimethoate	0,005-2,5	
	Dimethomorph	0,005-2,5	
	Dimethylvinphos	0,005-2,5	
	Dimetilan	0,005-2,5	
	Dimoxystrobin	0,005-2,5	
	Diniconazole	0,005-2,5	
	Dinitramine	0,005-2,5	
	Dioxacarb	0,005-2,5	
	Dioxathion	0,005-2,5	
	Diphenamid	0,005-2,5	
	Disulfotonsulfone	0,005-2,5	
	Disulfotonsulfoxide	0,005-2,5	
	Ditalimfos	0,005-2,5	
	Dithiopyr	0,005-2,5	
	Diuron	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Dodemorph	0,005-2,5	
	Dodine	0,005-2,5	
	Doramectin	0,005-2,5	
	Dymron	0,005-2,5	
	Ediphenphos	0,005-2,5	
	Emamectinbenzoate	0,005-2,5	
	Epoxiconazole	0,005-2,5	
	Eprinomectin	0,005-2,5	
	EPTC	0,005-2,5	
	Esprocarb	0,005-2,5	
	Etaconazole	0,005-2,5	
	Ethametsulfuronmethyl	0,005-2,5	
	Ethidimuron	0,005-2,5	
	Ethiofencarb	0,005-2,5	
	Ethiofencarbsulfone	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Ethiprole	0,005-2,5	
	Ethirimol	0,005-2,5	
	Ethofumesate	0,005-2,5	
	Ethoprophos	0,005-2,5	
	Ethoxyquin	0,005-2,5	
	Etobenzanid	0,005-2,5	
	Etoxazole	0,005-2,5	
	Etrimfos	0,005-2,5	
	Famoxadon	0,005-2,5	
	Famphur	0,005-2,5	
	Fenamidone	0,005-2,5	
	Fenamiphos	0,005-2,5	
	Fenamiphossulfone	0,005-2,5	
	Fenamiphossulfoxide	0,005-2,5	
	Fenarimol	0,005-2,5	
	Fenazaquin	0,005-2,5	
	Fenbuconazole	0,005-2,5	
	Fenchlorazol-ethyl	0,005-2,5	
	Fenchlorphos-oxon	0,005-2,5	
	Fenfuram	0,005-2,5	
	Fenhexamid	0,005-2,5	
	Fenobucarb	0,005-2,5	
	Fenoxanil	0,005-2,5	
	Fenoxaprop	0,005-2,5	
	Fenoxycarb	0,005-2,5	
	Fenpiclonil	0,005-2,5	
	Fenpropidin	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Fenpropimorph	0,005-2,5	
	Fenpyrazamine	0,005-2,5	
	Fenpyroximate	0,005-2,5	
	Fensulfothion	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon-sulfone	0,005-2,5	
	Fensulfothionsulfone	0,005-2,5	
	Fenthion - oxon	0,005-2,5	
	Fenthion Oxon Sulfoxide	0,005-2,5	
	Fenthion sulfoxide	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	
	Fipronil	0,005-2,5	
	Flamprop-isopropyl	0,005-2,5	
	Flazasulfuron	0,005-2,5	
	Flonicamid	0,005-2,5	
	Fluazinam	0,005-2,5	
	Fluacrypyrim	0,005-2,5	
	Fluazuron	0,005-2,5	
	Fludioxonil	0,005-2,5	
	Flufenacet	0,005-2,5	
	Flufenoxuron	0,005-2,5	
	Fluometuron	0,005-2,5	
	Fluopicolide	0,005-2,5	
	Fluoxastrobin	0,005-2,5	
	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Fluridone	0,005-2,5	
	Flurochloridone	0,005-2,5	
	Fluroxypyr-1-methylheptylester	0,005-2,5	
	Flurprimidol	0,005-2,5	
	Flurtamone	0,005-2,5	
	Flusilazole	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Flutriafol	0,005-2,5	
	Fluxapyroxad	0,005-2,5	
	Fonofos	0,005-2,5	
	Foramsulfuron	0,005-2,5	
	Forchlorfenuron	0,005-2,5	
	Formetanate	0,005-2,5	
	Fosthiazate	0,005-2,5	
	Fuberidazole	0,005-2,5	
	Furalaxyl	0,005-2,5	
	Furathiocarb	0,005-2,5	
	Halofenozide	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Halosulfuronmethyl	0,005-2,5	
	Haloxypop	0,005-2,5	
	Haloxypop-2-ethoxyethyl	0,005-2,5	
	Haloxypop-methyl	0,005-2,5	
	HCL	0,005-2,5	
	Heptenophos	0,005-2,5	
	Hexaconazole	0,005-2,5	
	Hexaflumuron	0,005-2,5	
	Hexazinone	0,005-2,5	
	Hexythiazox	0,005-2,5	
	Hydramethylnon	0,005-2,5	
	Imazalil	0,005-2,5	
	Imazaquin	0,005-2,5	
	Imazethapyr	0,005-2,5	
	Imibenconazole	0,005-2,5	
	Imidacloprid	0,005-2,5	
	Indoxacarb	0,005-2,5	
	Ipconazole	0,005-2,5	
	Iprobenfos	0,005-2,5	
	Iprovalicarb	0,005-2,5	
	Isazofos	0,005-2,5	
	Isocarbamide	0,005-2,5	
	Isofenphos	0,005-2,5	
	Isofenphosmethyl	0,005-2,5	
	Isofenphos-oxon	0,005-2,5	
	Isoprocarb	0,005-2,5	
	Isopropalin	0,005-2,5	
	Isoprothiolane	0,005-2,5	
	Isoproturon	0,005-2,5	
	Isouron	0,005-2,5	
	Isoxaben	0,005-2,5	
	Isoxadifen-ethyl	0,005-2,5	
	Isoxaflutole	0,005-2,5	
	Isoxathion	0,005-2,5	
	Ivermectin	0,005-2,5	
	Kresoxim methyl	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Lufenuron	0,005-2,5	
	Malaoxon	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Mandipropamid	0,005-2,5	
	Mefenacet	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

Mefenpyr-diethyl	0,005-2,5
Mepanipirim	0,005-2,5
Mephosfolan	0,005-2,5
Mepronil	0,005-2,5
Mesosulfuronmethyl	0,005-2,5
Mesotrione	0,005-2,5
Metaflumizone	0,005-2,5
Metalaxyl	0,005-2,5
Metamitron	0,005-2,5
Metazachlor	0,005-2,5
Metconazole	0,005-2,5
Methabenzthiazuron	0,005-2,5
Methacrifos	0,005-2,5
Methamidophos	0,005-2,5
Methidathion	0,005-2,5
Methiocarb	0,005-2,5
Methiocarb sulfone	0,005-2,5
Methiocarb sulfoxie	0,005-2,5
Methomyl	0,005-2,5
Methoprottryne	0,005-2,5
Methoxyfenozide	0,005-2,5
Metobromuron	0,005-2,5
Metolachlor	0,005-2,5
Metolcarb	0,005-2,5
Metosulam	0,005-2,5
Metoxuron	0,005-2,5
Metrafenone	0,005-2,5
Metribuzin	0,005-2,5
Mevinphos	0,005-2,5
Mexacarbate	0,005-2,5
Molinate	0,005-2,5
Monocrotophos	0,005-2,5
Monolinuron	0,005-2,5
Monuron	0,005-2,5
Moxidectin	0,005-2,5
Myclobutanil	0,005-2,5
Napropamide	0,005-2,5
Neburon	0,005-2,5
Nicosulfuron	0,005-2,5
Nitenpyram	0,005-2,5
Nitralin	0,005-2,5
Norflurazon	0,005-2,5
Novaluron	0,005-2,5

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Nuarimol	0,005-2,5	
	Ofurace	0,005-2,5	
	Omethoate	0,005-2,5	
	Orbencarb	0,005-2,5	
	Oryzalin	0,005-2,5	
	Oxadiazon	0,005-2,5	
	Oxadixyl	0,005-2,5	
	Oxamino oxamyl	0,005-2,5	
	Oxamyl	0,001-2,5	
	Oxasulfuron	0,005-2,5	
	Oxaziclomefone	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Paraoxon	0,005-2,5	
	Paraoxon methyl	0,005-2,5	
	Parathion	0,005-2,5	
	Pebulate	0,005-2,5	
	Pencycuron	0,005-2,5	
	Penoxsulam	0,005-2,5	
	Pentanochlor	0,005-2,5	
	Penthiopyrad	0,005-2,5	
	Phenmedipham	0,005-2,5	
	Phenthoate	0,005-2,5	
	Phosphamidon	0,005-2,5	
	Phoxim	0,005-2,5	
	Picolinafen	0,005-2,5	
	Picoxystrobin	0,005-2,5	
	Piperophos	0,005-2,5	
	Piperonyl butoxide	0,005-2,5	
	Pirimicarb	0,005-2,5	
	Pirimicarb desethyl	0,005-2,5	
	Pirimicarb desethyl formamid	0,005-2,5	
	Prallethrin	0,005-2,5	
	Prochloraz	0,005-2,5	
	Prochloraz BTS 44595	0,005-2,5	
	Promecarb	0,005-2,5	
	Prometon	0,005-2,5	
	Prometryn	0,005-2,5	
	Propamocarb	0,005-2,5	
	Propaphos	0,005-2,5	
	Propaquizafop	0,005-2,5	
	Propachlor	0,005-2,5	
	Propargite	0,005-2,5	
	Propazine	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Propetamphos	0,005-2,5	
	Propham	0,005-2,5	
	Propiconazole	0,005-2,5	
	Propoxur	0,005-2,5	
	Prosulfocarb	0,005-2,5	
	Prothioconazole	0,005-2,5	
	Prothioconazole-desthio	0,005-2,5	
	Pymetrozine	0,005-2,5	
	Pyracarbolid	0,005-2,5	
	Pyraclostrobin	0,005-2,5	
	Pyraflufen-ethyl	0,005-2,5	
	Pyrazophos	0,005-2,5	
	Pyrazosulfuronethyl	0,005-2,5	
	Pyributicarb	0,005-2,5	
	Pyridaben	0,005-2,5	
	Pyridalyl	0,005-2,5	
	Pyridaphenthion	0,005-2,5	
	Pyrifenox	0,005-2,5	
	Primethanil	0,005-2,5	
	Pyriproxyfen	0,005-2,5	
	Pyroxsulam	0,005-2,5	
	Pyrazolynate	0,005-2,5	
	Quinoclamine	0,005-2,5	
	Quinoxifen	0,005-2,5	
	Quizalofop	0,005-2,5	
	Quizalofop-ethyl	0,005-2,5	
	Quizalofop-P-ethyl	0,005-2,5	
	Quizalofop (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Resmethrin	0,005-2,5	
	Rimsulfuron	0,005-2,5	
	Rotenone	0,005-2,5	
	Saflufenacil	0,005-2,5	
	Sebuthylazine	0,005-2,5	
	Sebuthylazinedesethyl	0,005-2,5	
	Secbumeton	0,005-2,5	
	Sethoxydim	0,005-2,5	
	Siduron	0,005-2,5	
	Simeton	0,005-2,5	
	Simetryn	0,005-2,5	
	Spinetoram	0,005-2,5	
	Spinosad	0,005-2,5	
	Spirodiclofen	0,005-2,5	
	Spiromesifen	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
	Spirotetramat 0,005-2,5 Spiroxamine 0,005-2,5 Sulcotrione 0,005-2,5 Sulfallate 0,005-2,5 Sulfentrazone 0,005-2,5 Sulfosulfuron 0,005-2,5 Sulfotep 0,005-2,5 Sulfoxaflor 0,005-2,5 tau-Fluvalinate 0,005-2,5 Tebuconazole 0,005-2,5 Tebufenozide 0,005-2,5 Tebufenpyrad 0,005-2,5 Tebupirimfos 0,005-2,5 Tebutam 0,005-2,5 Tebuthiuron 0,005-2,5 Tebyfenoxide 0,005-2,5 Teflubenzuron 0,005-2,5 Tembotrione 0,005-2,5 Temephos 0,005-2,5 Tepp-A 0,005-2,5 Tepaloxymid 0,005-2,5 Terbufos-sulfone 0,005-2,5 Terbufos-sulfoxide 0,005-2,5 Terbumeton 0,005-2,5 Terbutylazine 0,005-2,5 Terbutryn 0,005-2,5 Tetrachlorvinphos 0,005-2,5 Tetraconazole 0,005-2,5 Tetramethrin 0,005-2,5 Thenylchlor 0,005-2,5 Thiabendazole 0,005-2,5 Thiacloprid 0,005-2,5 Thiamethoxam 0,005-2,5 Thidiazuron 0,005-2,5 Thifluzamide 0,005-2,5 Thiobencarb 0,005-2,5 Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)	
<i>Żywność pochodzenia roślinnego z dużą zawartością skrobi i/lub białka oraz małą</i>	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane=Perthane 0,005-2,5	PN EN 15662:2018-06

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799			
zawartością wody i tłuszczu (mąka)	2,4'-DDD	0,005-2,5	
	2,4'-DDE	0,005-2,5	
	2,4'-DDT	0,005-2,5	
	4,4'-DDD	0,005-2,5	
	4,4'-DDE	0,005-2,5	
	4,4'-DDT	0,005-2,5	
	4,4'-Dichlorobenzophenone	0,005-2,5	
	4,4'-methoxychlor olefin	0,005-2,5	
	Acetochlor	0,005-2,5	
	Alachlor	0,005-2,5	
	Aldrin	0,005-2,5	
	Allidochlor	0,005-2,5	
	alpha BHC	0,005-2,5	
	Anthraquinone	0,005-2,5	
	Atrazine	0,005-2,5	
	Azinphos-ethyl	0,005-2,5	
	Azinphos-methyl	0,005-2,5	
	benfluralin	0,005-2,5	
	beta BHC	0,005-2,5	
	Bifenthrin	0,005-2,5	
	Biphenyl	0,005-2,5	
	Bromfenvinfos-methyl	0,005-2,5	
	Bromfenvinphos	0,005-2,5	
	Bromophos	0,005-2,5	
	Bromopropylate	0,005-2,5	
	Bupirimate	0,005-2,5	
	Carbophenthion	0,005-2,5	
	Chlorfenapyr	0,005-2,5	
	Chlorfenson	0,005-2,5	
	Chlorfenvinphos	0,005-2,5	
	Chlorobenzilate	0,005-2,5	
	Chloroneb	0,005-2,5	
	Chlorothalonil	0,005-2,5	
	Chlorpropham	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos-methyl	0,005-2,5	
	Chlorthal-dimethyl	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 1	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 2	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 3	0,005-2,5	
	Chlozolate	0,005-2,5	
	cis-Chlordane	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	cis-Nonachlor	0,005-2,5	
	Clomazone	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Cycloate	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (cis)	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (trans)	0,005-2,5	
	Cypermethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Cypermethrin alfa	0,005-2,5	
	Cypermethrin beta	0,005-2,5	
	Cypermethrin zeta	0,005-2,5	
	Cyprodinil	0,005-2,5	
	Diallate (cis)	0,005-2,5	
	Diallate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Diallate (trans)	0,005-2,5	
	Diazinon	0,005-2,5	
	Dichlobenil	0,005-2,5	
	Dichloran	0,005-2,5	
	Dichlorvos	0,005-2,5	
	Dieldrin	0,005-2,5	
	Diflufenican	0,005-2,5	
	Dimethachlor	0,005-2,5	
	Diphenamid	0,005-2,5	
	Diphenylamine	0,005-2,5	
	Disulfoton	0,005-2,5	
	Edifenphos	0,005-2,5	
	Endosulfan ether	0,005-2,5	
	Endrin ketone	0,005-2,5	
	EPN	0,005-2,5	
	Ethafluralin	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Etofenprox	0,005-2,5	
	Etridiazole	0,005-2,5	
	Fenarimol	0,005-2,5	
	Fenchlorphos	0,005-2,5	
	Fenpropathrin	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	
	Fluazifop-p-butyl	0,005-2,5	
	Fluchloralin	0,005-2,5	
	Flucythrinate (cis)	0,005-2,5	
	Flucythrinate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Flucythrinate (trans)	0,005-2,5	
	Fludioxonil	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Fluridone	0,005-2,5	
	Flusilazole	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Flutriafol	0,005-2,5	
	Fonofos	0,005-2,5	
	gamma BHC	0,005-2,5	
	Heptachlor	0,005-2,5	
	Heptachlor-exo-epoxide	0,005-2,5	
	Hexachlorobenzene	0,005-2,5	
	Iodofenphos	0,005-2,5	
	Isodrin	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Leptophos	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Metalaxyl	0,005-2,5	
	Metazachlor	0,005-2,5	
	Methacrifos	0,005-2,5	
	Methoxychlor	0,005-2,5	
	Metolachlor	0,005-2,5	
	Mevinphos (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Mevinphos E	0,005-2,5	
	Mevinphos Z	0,005-2,5	
	Mirex	0,005-2,5	
	Myclobutanil	0,005-2,5	
	N-(2,4-dimethylphenyl) formamide	0,005-2,5	
	Nitrofen	0,005-2,5	
	Norflurazon	0,005-2,5	
	Oxadiazon	0,005-2,5	
	Oxyfluorfen	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Pebulate	0,005-2,5	
	Penconazole	0,005-2,5	
	Pendimethalin	0,005-2,5	
	Pentachloroaniline	0,005-2,5	
	Pentachloroanisole	0,005-2,5	
	Pentachlorobenzene	0,005-2,5	
	Permethrin (cis)	0,005-2,5	
	Permethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Permethrin (trans)	0,005-2,5	
	Phorate	0,005-2,5	
	Phosalone	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

Phosmet	0,005-2,5
Piperonyl butoxide	0,005-2,5
Pirimiphos ethyl	0,005-2,5
Pirimiphos methyl	0,005-2,5
Pretilachlor	0,005-2,5
Procymidone	0,005-2,5
Prodiamine	0,005-2,5
Profenofos	0,005-2,5
Profluralin	0,005-2,5
Propachlor	0,005-2,5
Propanil	0,005-2,5
Propisochlor	0,005-2,5
Propyzamide	0,005-2,5
Pyraclofos	0,005-2,5
Pyrazophos	0,005-2,5
Pyridaben	0,005-2,5
Pyridaphenthion	0,005-2,5
Pyrimethanil	0,005-2,5
Pyriproxyfen	0,005-2,5
Quinalphos	0,005-2,5
Simazine	0,005-2,5
Sulfotep	0,005-2,5
Sulprofos	0,005-2,5
Tebuconazole	0,005-2,5
Tebufenpyrad	0,005-2,5
Tefluthrin	0,005-2,5
Terbacil	0,005-2,5
Terbufos	0,005-2,5
Terbutylazine	0,005-2,5
Tetrachlorvinphos	0,005-2,5
Tetradifon	0,005-2,5
Tolclofos-methyl	0,005-2,5
Transfluthrin	0,005-2,5
trans-Nonachlor	0,005-2,5
Triadimefon	0,005-2,5
Tri-allate	0,005-2,5
Triazophos	0,005-2,5
Triflumizole	0,005-2,5
Trifluralin	0,005-2,5
Vinclozolin	0,005-2,5

Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas
(GC-MS/MS)

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
<i>Żywność pochodzenia roślinnego z dużą zawartością skrobi i/lub białka oraz małą zawartością wody i tłuszczu (mąka)</i>	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: 2,3,5-Trimethacarb 0,005-2,5 2,4-dimethylaniline 0,005-2,5 3.4.5 - Trimethacarb 0,005-2,5 3-hydroxycarbofuran 0,005-2,5 Abamectin 0,005-2,5 Acephate 0,005-2,5 Acetamiprid 0,005-2,5 Acibenzolar-S-methyl 0,005-2,5 Alachlor 0,005-2,5 Aldicarb sulfone 0,005-2,5 Aldicarb Sulfoxide 0,005-2,5 Allidochlor 0,005-2,5 Ametoctradin 0,005-2,5 Ametryn 0,005-2,5 Amidosulfuron 0,005-2,5 Aminocarb 0,005-2,5 Atraton 0,005-2,5 Atrazine 0,005-2,5 Atrazine-desethyl 0,005-2,5 Azamethiphos 0,005-2,5 Azimsulfuron 0,005-2,5 Azinphos-ethyl 0,005-2,5 Azinphos-methyl 0,005-2,5 Azoxytrobin 0,005-2,5 Beflubutamid 0,005-2,5 Benalaxyl 0,005-2,5 Bendiocarb 0,005-2,5 Benoxacor 0,005-2,5 Bensulfuron-methyl 0,005-2,5 Bentazone 0,005-2,5 Benzoximate 0,005-2,5 Benzylprop-Ethyl 0,005-2,5 Bitertanol 0,005-2,5 Bixafen 0,005-2,5 Boscalid 0,005-2,5 Bupirimate 0,005-2,5 Buprofezin 0,005-2,5 Butachlor 0,005-2,5 Butafenacil 0,005-2,5 Butocarboxim 0,005-2,5 Butocarboxim sulfoxide 0,005-2,5	PN EN 15662:2018-06

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Butoxycarboxim (Butocarboxim sulfone)	0,005-2,5	
	Buturon	0,005-2,5	
	Carbaryl	0,005-2,5	
	Carbendazim (Azole)	0,005-2,5	
	Carbetamide	0,005-2,5	
	Carbofuran	0,005-2,5	
	Carfentrazone-ethyl	0,005-2,5	
	Chlorantraniliprole	0,005-2,5	
	Chlorbromuron	0,005-2,5	
	Chlorbufam	0,005-2,5	
	Chlordimeform	0,005-2,5	
	Chlorfluazuron	0,005-2,5	
	Chloridazon	0,005-2,5	
	Chlorotoluron	0,005-2,5	
	Chloroxuron	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos-methyl	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Cinidon-ethyl	0,005-2,5	
	Cinosulfuron	0,005-2,5	
	Clethodim	0,005-2,5	
	Climbazol	0,005-2,5	
	Clodinafop-Propagyl	0,005-2,5	
	Clofentezin	0,005-2,5	
	Clomazone	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Cyanazine	0,005-2,5	
	Cyanofenphos	0,005-2,5	
	Cyazofamid	0,005-2,5	
	Cycloxydim	0,005-2,5	
	Cycluron	0,005-2,5	
	Cyhalofop-butyl	0,005-2,5	
	Cymoxanil	0,005-2,5	
	Cyphenothrin	0,005-2,5	
	Cyproconazole I	0,005-2,5	
	Cyproconazole II	0,005-2,5	
	Cyprodinil	0,005-2,5	
	Demeton-S-methylsulfone	0,005-2,5	
	Desmedipham	0,005-2,5	
	Dialifos	0,005-2,5	
	Dichlofenthion	0,005-2,5	
	Diclobutrazol	0,005-2,5	
	Dicrotophos	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Diethofencarb	0,005-2,5	
	Difenconazole I	0,005-2,5	
	Difenconazole II	0,005-2,5	
	Difenconazole suma	0,005-2,5	
	Difenoxyuron	0,005-2,5	
	Diflubenzuron	0,005-2,5	
	Diflufenican	0,005-2,5	
	Dimefuron	0,005-2,5	
	Dimefuron	0,005-2,5	
	Dimethenamide	0,005-2,5	
	Dimethoate	0,005-2,5	
	Dimethomorph	0,005-2,5	
	Dimethylvinphos	0,005-2,5	
	Dimoxystrobin	0,005-2,5	
	Diniconazole	0,005-2,5	
	Dioxacarb	0,005-2,5	
	Dioxathion	0,005-2,5	
	Diphenamid	0,005-2,5	
	Disulfoton-Sulfone	0,005-2,5	
	Disulfoton-Sulfoxide	0,005-2,5	
	Ditalimfos	0,005-2,5	
	Doramectin	0,005-2,5	
	Ediphenphos	0,005-2,5	
	Epoxiconazole (BAS 480F)	0,005-2,5	
	Eprinomectin	0,005-2,5	
	Etaconazole	0,005-2,5	
	Ethiofencarb	0,005-2,5	
	Ethiofencarb sulfone	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Ethiprole	0,005-2,5	
	Ethirimol	0,005-2,5	
	Ethofumesate	0,005-2,5	
	Ethoprop (Ethoprophos)	0,005-2,5	
	Etiozazole	0,005-2,5	
	Etrimfos	0,005-2,5	
	Famoxadon	0,005-2,5	
	Famphur (Famophos)	0,005-2,5	
	Fenamidone	0,005-2,5	
	Fenamiphos	0,005-2,5	
	Fenamiphos - sulfone	0,005-2,5	
	Fenamiphos - sulfoxide	0,005-2,5	
	Fenarimol	0,005-2,5	
	Fenazaquin	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Fenbuconazole	0,005-2,5	
	Fenchlorazol-ethyl	0,005-2,5	
	Fenfuram	0,005-2,5	
	Fenhexamid	0,005-2,5	
	Fenobucarb	0,005-2,5	
	Fenoxaprop	0,005-2,5	
	Fenoxycarb	0,005-2,5	
	Fenpropidin	0,005-2,5	
	Fenpropimorph	0,005-2,5	
	Fenpyroximate	0,005-2,5	
	Fensulfothion	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon-sulfon	0,005-2,5	
	Fensulfothion-sulfon	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	
	Fenthion sulfoxide (Mesulfenfos)	0,005-2,5	
	Fipronil	0,005-2,5	
	Flamprop-isopropyl	0,005-2,5	
	Flonicamid	0,005-2,5	
	Fluacrypyrim	0,005-2,5	
	Fluazifop-butyl	0,005-2,5	
	Fluazinam	0,005-2,5	
	Fluazuron	0,005-2,5	
	Fluchloralin	0,005-2,5	
	Flucythrinate	0,005-2,5	
	Flufenacet	0,005-2,5	
	Flufenoxuron	0,005-2,5	
	Fluometuron	0,005-2,5	
	Fluoxastrobin	0,005-2,5	
	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Flurochloridone	0,005-2,5	
	Fluroxypyr 1-methylheptyl ester	0,005-2,5	
	Fluroxypyr 1-methylheptyl ester (Starane)	0,005-2,5	
	Flusilazol	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Flutriafol	0,005-2,5	
	Forchlorfenuron	0,005-2,5	
	Formetanate Hcl	0,005-2,5	
	Fosthiazate	0,005-2,5	
	Fuberidazole	0,005-2,5	
	Furalaxyl	0,005-2,5	
	Furathiocarb	0,005-2,5	
	Halofenozide	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Halosulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Haloxypop	0,005-2,5	
	Haloxypop-2-Ethoxyethyl	0,005-2,5	
	Haloxypop-methyl	0,005-2,5	
	Heptenophos	0,005-2,5	
	Hexaconazole	0,005-2,5	
	Hexaflumuron	0,005-2,5	
	Hexazinone	0,005-2,5	
	Hexythiazox	0,005-2,5	
	Imazalil	0,005-2,5	
	Imibenconazole	0,005-2,5	
	Imidacloprid	0,005-2,5	
	Indoxacarb	0,005-2,5	
	Ipconazole	0,005-2,5	
	Iprovalicarb	0,005-2,5	
	Isazofos	0,005-2,5	
	Isocarbamide	0,005-2,5	
	Isofenphos	0,005-2,5	
	Isoprocab	0,005-2,5	
	Isoprothiolane	0,005-2,5	
	Isoproturon	0,005-2,5	
	Isoxaben	0,005-2,5	
	Isoxadifen-ethyl (AE F122006)	0,005-2,5	
	Isoxaflutole	0,005-2,5	
	Ivermectin	0,005-2,5	
	Kresoxim methyl	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Lufenuron	0,005-2,5	
	Malaoxon	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Mandipropamid	0,005-2,5	
	Mefenacet	0,005-2,5	
	Mefenpyr-Diethyl	0,005-2,5	
	Mepanipyrim	0,005-2,5	
	Mephosfolan	0,005-2,5	
	Mepronil	0,005-2,5	
	Mesosulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Metaflumizone	0,005-2,5	
	Metalaxyl	0,005-2,5	
	Metamitron	0,005-2,5	
	Metazachlor	0,005-2,5	
	Metconazole	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Methabenzthiazuron	0,005-2,5	
	Methacrifos	0,005-2,5	
	Methamidophos	0,005-2,5	
	Methidathion	0,005-2,5	
	Methiocarb sulfone	0,005-2,5	
	Methiocarb sulfoxide	0,005-2,5	
	Methomyl	0,005-2,5	
	Methoprotryne	0,005-2,5	
	Methoxyfenozide	0,005-2,5	
	Metobromuron	0,005-2,5	
	Metolachlor	0,005-2,5	
	Metolcarb	0,005-2,5	
	Metoxuron	0,005-2,5	
	Metrafenone	0,005-2,5	
	Metribuzin	0,005-2,5	
	Mexacarbate	0,005-2,5	
	Molinate	0,005-2,5	
	Monocrotophos	0,005-2,5	
	Monolinuron	0,005-2,5	
	Monuron	0,005-2,5	
	Moxidectin	0,005-2,5	
	Napropamide	0,005-2,5	
	Neburon	0,005-2,5	
	Nitenpyram	0,005-2,5	
	Novaluron	0,005-2,5	
	Nuarimol	0,005-2,5	
	Ofurace	0,005-2,5	
	Omethoate	0,005-2,5	
	Orbencarb	0,005-2,5	
	Oxadiazon	0,005-2,5	
	Oxadixyl	0,005-2,5	
	Oxamyl	0,005-2,5	
	Oximino oxamyl	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Paraoxon	0,005-2,5	
	Paraoxon-methyl	0,005-2,5	
	Pencycuron	0,005-2,5	
	Pendimethalin (Penoxalin)	0,005-2,5	
	Phenmedipham	0,005-2,5	
	Phenthoate (Fenthoate)	0,005-2,5	
	Phorate (Isothioate)	0,005-2,5	
	Phosalone	0,005-2,5	
	Phosphamidon	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Phoxim	0,005-2,5	
	Picolinafen	0,005-2,5	
	Picoxystrobin	0,005-2,5	
	Piperonyl butoxide	0,005-2,5	
	Piperophos	0,005-2,5	
	Pirimicarb	0,005-2,5	
	Pirimicarb, desmethyl-	0,005-2,5	
	Pirimicarb-desmethyl-formamido	0,005-2,5	
	Pirimifos-ethyl	0,005-2,5	
	Pirimifos-methyl	0,005-2,5	
	Prallethrin	0,005-2,5	
	Pretilachlor	0,005-2,5	
	Primisulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Prochloraz	0,005-2,5	
	Profenofos	0,005-2,5	
	Promecarb	0,005-2,5	
	Prometon	0,005-2,5	
	Prometryn	0,005-2,5	
	Propachlor	0,005-2,5	
	Propagite	0,005-2,5	
	Propanil	0,005-2,5	
	Propaphos	0,005-2,5	
	Propaquizafop	0,005-2,5	
	Propazine	0,005-2,5	
	Propetamphos	0,005-2,5	
	Propham	0,005-2,5	
	Propiconazole	0,005-2,5	
	Propoxur	0,005-2,5	
	Propyzamide (Pronamide)	0,005-2,5	
	Proquinazid	0,005-2,5	
	Prosulfocarb	0,005-2,5	
	Prosulfuron	0,005-2,5	
	Prothioconazole	0,005-2,5	
	Prothiofos	0,005-2,5	
	Pymetrozine	0,005-2,5	
	Pyracarbolid	0,005-2,5	
	Pyraclostrobin	0,005-2,5	
	Pyrazophos	0,005-2,5	
	Pyridaben	0,005-2,5	
	Pyridafenthion	0,005-2,5	
	Pyridalyl	0,005-2,5	
	Pyrimethanil	0,005-2,5	
	Pyriproxyfen	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Quinoxifen	0,005-2,5	
	Quizalofop-ethyl	0,005-2,5	
	Quizalofop-p-ethyl	0,005-2,5	
	Resmethrin	0,005-2,5	
	Rotenone	0,005-2,5	
	Sebuthylazine	0,005-2,5	
	Secbumeton	0,005-2,5	
	Siduron	0,005-2,5	
	Simeton	0,005-2,5	
	Simetryn	0,005-2,5	
	Spinetoram	0,005-2,5	
	Spinosad (sum of Spinosyn A,D)	0,005-2,5	
	Spinosyn A	0,005-2,5	
	Spinosyn D	0,005-2,5	
	Spirodiclofen	0,005-2,5	
	Spiromesifen	0,005-2,5	
	Spirotetramat	0,005-2,5	
	Spiroxamine	0,005-2,5	
	Sulfentrazone	0,005-2,5	
	Sulfosulfuron	0,005-2,5	
	Sulfotep	0,005-2,5	
	Tebuconazole	0,005-2,5	
	Tebufenoxide	0,005-2,5	
	Tebufenpyrad	0,005-2,5	
	Tebutam	0,005-2,5	
	Tebuthiuron	0,005-2,5	
	Teflubenzuron	0,005-2,5	
	Temephos	0,005-2,5	
	Tepp-A	0,005-2,5	
	Tepraloxym	0,005-2,5	
	Terbufos	0,005-2,5	
	Terbufos-sulfon	0,005-2,5	
	Terbufos-sulfoxide	0,005-2,5	
	Terbumeton	0,005-2,5	
	Terbuthylazine	0,005-2,5	
	Terbutryn	0,005-2,5	
	Tetrachlorvinphos (Dietreen T)	0,005-2,5	
	Tetraconazole	0,005-2,5	
	Tetramethrin	0,005-2,5	
	T-Fluvalinate	0,005-2,5	
	Thiabendazole	0,005-2,5	
	Thiacloprid	0,005-2,5	
	Thiamethoxam	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
	Thidiazuron 0,005-2,5 Thiobencarb 0,005-2,5 Thiodicarb 0,005-2,5 Thiofanox 0,005-2,5 Thiofanox-sulfone 0,005-2,5 Thiofanox-Sulfoxide 0,005-2,5 Thiophanate-methyl 0,005-2,5 Tolclofos-methyl 0,005-2,5 Tolfenpyrad 0,005-2,5 Tralkoxydim 0,005-2,5 Triadimefon 0,005-2,5 Triadimenol 0,005-2,5 Triallate 0,005-2,5 Triasulfuron (Logran) 0,005-2,5 Triazophos 0,005-2,5 Tribufos 0,005-2,5 Trichlorfon (DEP) 0,005-2,5 Tricyclazole 0,005-2,5 Trietazine 0,005-2,5 Trifloxystrobin 0,005-2,5 Triflumizol 0,005-2,5 Triflumuron 0,005-2,5 Triticonazole 0,005-2,5 Tritosulfuron 0,005-2,5 Vamidothion 0,005-2,5 XMC 0,005-2,5 Zoxamide 0,005-2,5 Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)	
<i>Żywność z dużą zawartością cukru oraz małą zawartością wody (miód, syrop, mieszanina cukrów)</i>	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane=Perthane 0,005-2,5 2,4'-DDD 0,005-2,5 2,4'-DDE 0,005-2,5 2,4'-DDT 0,005-2,5 4,4'-DDD 0,005-2,5 4,4'-DDE 0,005-2,5 4,4'-DDT 0,005-2,5 4,4'-Dichlorobenzophenone 0,005-2,5 4,4'-methoxychlor olefin 0,005-2,5 Acetochlor 0,005-2,5	<i>PN EN 15662:2018-06</i>

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Acrinathrin	0,005-2,5	
	Alachlor	0,005-2,5	
	Aldrin	0,005-2,5	
	Allidochlor	0,005-2,5	
	alpha BHC	0,005-2,5	
	Anthraquinone	0,005-2,5	
	Atrazine	0,005-2,5	
	Azinphos-ethyl	0,005-2,5	
	Azinphos-methyl	0,005-2,5	
	benfluralin	0,005-2,5	
	beta BHC	0,005-2,5	
	Bifenthrin	0,005-2,5	
	Biphenyl	0,005-2,5	
	Bromfenvinfos-methyl	0,005-2,5	
	Bromfenvinphos	0,005-2,5	
	Bromophos	0,005-2,5	
	Bromopropylate	0,005-2,5	
	Bupirimate	0,005-2,5	
	Carbophenthion	0,005-2,5	
	Chlorfenapyr	0,005-2,5	
	Chlorfenson	0,005-2,5	
	Chlorfenvinphos	0,005-2,5	
	Chlorobenzilate	0,005-2,5	
	Chloroneb	0,005-2,5	
	Chlorothalonil	0,005-2,5	
	Chlorpropham	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos-methyl	0,005-2,5	
	Chlorthal-dimethyl	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 1	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 2	0,005-2,5	
	Chlorthiophos 3	0,005-2,5	
	Chlozolate	0,005-2,5	
	cis-Chlordane	0,005-2,5	
	cis-Nonachlor	0,005-2,5	
	Clomazone	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Cycloate	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (cis)	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Cyfluthrin (trans)	0,005-2,5	
	Cypermethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Cypermethrin alfa	0,005-2,5	
	Cypermethrin beta	0,005-2,5	
	Cypermethrin zeta	0,005-2,5	
	Cyprodinil	0,005-2,5	
	Diallate (cis)	0,005-2,5	
	Diallate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Diallate (trans)	0,005-2,5	
	Diazinon	0,005-2,5	
	Dichlobenil	0,005-2,5	
	Dichloran	0,005-2,5	
	Dichlorvos	0,005-2,5	
	Dieldrin	0,005-2,5	
	Diflufenican	0,005-2,5	
	Dimethachlor	0,005-2,5	
	Diphenamid	0,005-2,5	
	Diphenyloamine	0,005-2,5	
	Disulfoton	0,005-2,5	
	Edifenphos	0,005-2,5	
	Endosulfan ether	0,005-2,5	
	Endrin ketone	0,005-2,5	
	EPN	0,005-2,5	
	Ethafluralin	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Etofenprox	0,005-2,5	
	Etridiazole	0,005-2,5	
	Fenarimol	0,005-2,5	
	Fenchlorphos	0,005-2,5	
	Fenpropathrin	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	
	Fluazifop-p-butyl	0,005-2,5	
	Fluchloralin	0,005-2,5	
	Flucythrinate (cis)	0,005-2,5	
	Flucythrinate (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Flucythrinate (trans)	0,005-2,5	
	Fludioxonil	0,005-2,5	
	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Fluridone	0,005-2,5	
	Flusilazole	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Flutriafol	0,005-2,5	
	Fonofos	0,005-2,5	
	gamma BHC	0,005-2,5	
	Heptachlor	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Heptachlor-exo-epoxide	0,005-2,5	
	Hexachlorobenzene	0,005-2,5	
	Iodofenphos	0,005-2,5	
	Isodrin	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Leptophos	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Metalaxyl	0,005-2,5	
	Metazachlor	0,005-2,5	
	Methacrifos	0,005-2,5	
	Methoxychlor	0,005-2,5	
	Metolachlor	0,005-2,5	
	Mevinphos (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Mevinphos E	0,005-2,5	
	Mevinphos Z	0,005-2,5	
	Mirex	0,005-2,5	
	Myclobutanil	0,005-2,5	
	N-(2,4-dimethylphenyl) formamide	0,005-2,5	
	Nitrofen	0,005-2,5	
	Norflurazon	0,005-2,5	
	Oxadiazon	0,005-2,5	
	Oxyfluorfen	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Pebulate	0,005-2,5	
	Penconazole	0,005-2,5	
	Pendimethalin	0,005-2,5	
	Pentachloroaniline	0,005-2,5	
	Pentachloroanisole	0,005-2,5	
	Pentachlorobenzene	0,005-2,5	
	Permethrin (cis)	0,005-2,5	
	Permethrin (sum of isomers)	0,005-2,5	
	Permethrin (trans)	0,005-2,5	
	Phorate	0,005-2,5	
	Phosalone	0,005-2,5	
	Phosmet	0,005-2,5	
	Piperonyl butoxide	0,005-2,5	
	Pirimiphos ethyl	0,005-2,5	
	Pirimiphos methyl	0,005-2,5	
	Pretilachlor	0,005-2,5	
	Procymidone	0,005-2,5	
	Prodiamine	0,005-2,5	
	Profenofos	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
	Profluralin 0,005-2,5 Propachlor 0,005-2,5 Propanil 0,005-2,5 Propisochlor 0,005-2,5 Propyzamide 0,005-2,5 Pyraclofos 0,005-2,5 Pyrazophos 0,005-2,5 Pyridaben 0,005-2,5 Pyridaphenthion 0,005-2,5 Pyrimethanil 0,005-2,5 Pyriproxyfen 0,005-2,5 Quinalphos 0,005-2,5 Simazine 0,005-2,5 Sulfotep 0,005-2,5 Sulprofos 0,005-2,5 Tebuconazole 0,005-2,5 Tebufenpyrad 0,005-2,5 Tefluthrin 0,005-2,5 Terbacil 0,005-2,5 Terbufos 0,005-2,5 Terbutylazine 0,005-2,5 Tetrachlorvinphos 0,005-2,5 Tetradifon 0,005-2,5 Tolclofos-methyl 0,005-2,5 Transfluthrin 0,005-2,5 trans-Nonachlor 0,005-2,5 Triadimefon 0,005-2,5 Tri-allate 0,005-2,5 Triazophos 0,005-2,5 Triflumizole 0,005-2,5 Trifluralin 0,005-2,5 Vinclozolin 0,005-2,5 Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS/MS)	
Żywność z dużą zawartością cukru oraz małą zawartością wody (miód, syrop, mieszanina cukrów)	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: 2,3,5-Trimethacarb 0,005-2,5 2,4-dimethylaniline 0,005-2,5 3.4.5 - Trimethacarb 0,005-2,5 3-hydroxycarbofuran 0,005-2,5 Abamectin 0,005-2,5 Acephate 0,005-2,5 Acetamiprid 0,005-2,5	PN EN 15662:2018-06

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Acibenzolar-S-methyl	0,005-2,5	
	Alachlor	0,005-2,5	
	Aldicarb sulfone	0,005-2,5	
	Aldicarb Sulfoxide	0,005-2,5	
	Allidochlor	0,005-2,5	
	Ametoctradin	0,005-2,5	
	Ametryn	0,005-2,5	
	Amidosulfuron	0,005-2,5	
	Aminocarb	0,005-2,5	
	Atraton	0,005-2,5	
	Atrazine	0,005-2,5	
	Atrazine-desethyl	0,005-2,5	
	Azamethiphos	0,005-2,5	
	Azimsulfuron	0,005-2,5	
	Azinphos-ethyl	0,005-2,5	
	Azinphos-methyl	0,005-2,5	
	Azoxystrobin	0,005-2,5	
	Beflubutamid	0,005-2,5	
	Benalaxyl	0,005-2,5	
	Bendiocarb	0,005-2,5	
	Benoxacor	0,005-2,5	
	Bensulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Bentazone	0,005-2,5	
	Benzoximate	0,005-2,5	
	Benzyprop-Ethyl	0,005-2,5	
	Bitertanol	0,005-2,5	
	Bixafen	0,005-2,5	
	Boscalid	0,005-2,5	
	Bupirimate	0,005-2,5	
	Buprofezin	0,005-2,5	
	Butachlor	0,005-2,5	
	Butafenacil	0,005-2,5	
	Butocarboxim	0,005-2,5	
	Butocarboxim sulfoxide	0,005-2,5	
	Butoxycarboxim (Butocarboxim sulfone)	0,005-2,5	
	Buturon	0,005-2,5	
	Carbaryl	0,005-2,5	
	Carbendazim (Azole)	0,005-2,5	
	Carbetamide	0,005-2,5	
	Carbofuran	0,005-2,5	
	Carfentrazone-ethyl	0,005-2,5	
	Chlorantraniliprole	0,005-2,5	
	Chlorbromuron	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Chlorbufam	0,005-2,5	
	Chlordimeform	0,005-2,5	
	Chlorfluazuron	0,005-2,5	
	Chloridazon	0,005-2,5	
	Chlorotoluron	0,005-2,5	
	Chloroxuron	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos-methyl	0,005-2,5	
	Chlorpyrifos	0,005-2,5	
	Chlorthiophos	0,005-2,5	
	Cinidon-ethyl	0,005-2,5	
	Cinosulfuron	0,005-2,5	
	Clethodim	0,005-2,5	
	Climbazol	0,005-2,5	
	Clodinafop-Propagyl	0,005-2,5	
	Clofentezin	0,005-2,5	
	Clomazone	0,005-2,5	
	Coumaphos	0,005-2,5	
	Cyanazine	0,005-2,5	
	Cyanofenphos	0,005-2,5	
	Cyazofamid	0,005-2,5	
	Cycloxydim	0,005-2,5	
	Cycluron	0,005-2,5	
	Cyhalofop-butyl	0,005-2,5	
	Cymoxanil	0,005-2,5	
	Cyphenothrin	0,005-2,5	
	Cyproconazole I	0,005-2,5	
	Cyproconazole II	0,005-2,5	
	Cyprodinil	0,005-2,5	
	Demeton-S-methylsulfone	0,005-2,5	
	Desmedipham	0,005-2,5	
	Dialifos	0,005-2,5	
	Dichlofenthion	0,005-2,5	
	Diclobutrazol	0,005-2,5	
	Dicrotophos	0,005-2,5	
	Diethofencarb	0,005-2,5	
	Difenconazole I	0,005-2,5	
	Difenconazole II	0,005-2,5	
	Difenconazole suma	0,005-2,5	
	Difenoxyuron	0,005-2,5	
	Diflubenzuron	0,005-2,5	
	Diflufenican	0,005-2,5	
	Dimefuron	0,005-2,5	
	Dimefuron	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Dimethenamide	0,005-2,5	
	Dimethoate	0,005-2,5	
	Dimethomorph	0,005-2,5	
	Dimethylvinphos	0,005-2,5	
	Dimoxystrobin	0,005-2,5	
	Diniconazole	0,005-2,5	
	Dioxacarb	0,005-2,5	
	Dioxathion	0,005-2,5	
	Diphenamid	0,005-2,5	
	Disulfoton-Sulfone	0,005-2,5	
	Disulfoton-Sulfoxide	0,005-2,5	
	Ditalimfos	0,005-2,5	
	Doramectin	0,005-2,5	
	Ediphenphos	0,005-2,5	
	Epoxiconazole (BAS 480F)	0,005-2,5	
	Eprinomectin	0,005-2,5	
	Etaconazole	0,005-2,5	
	Ethiofencarb	0,005-2,5	
	Ethiofencarb sulfone	0,005-2,5	
	Ethion	0,005-2,5	
	Ethiprole	0,005-2,5	
	Ethirimol	0,005-2,5	
	Ethofumesate	0,005-2,5	
	Ethoprop (Ethoprophos)	0,005-2,5	
	Etoxazole	0,005-2,5	
	Etrimfos	0,005-2,5	
	Famoxadon	0,005-2,5	
	Famphur (Famophos)	0,005-2,5	
	Fenamidone	0,005-2,5	
	Fenamiphos	0,005-2,5	
	Fenamiphos - sulfone	0,005-2,5	
	Fenamiphos - sulfoxide	0,005-2,5	
	Fenarimol	0,005-2,5	
	Fenazaquin	0,005-2,5	
	Fenbuconazole	0,005-2,5	
	Fenchlorazol-ethyl	0,005-2,5	
	Fenfuram	0,005-2,5	
	Fenhexamid	0,005-2,5	
	Fenobucarb	0,005-2,5	
	Fenoxaprop	0,005-2,5	
	Fenoxycarb	0,005-2,5	
	Fenpropidin	0,005-2,5	
	Fenpropimorph	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Fenpyroximate	0,005-2,5	
	Fensulfothion	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon	0,005-2,5	
	Fensulfothion-oxon-sulfon	0,005-2,5	
	Fensulfothion-sulfon	0,005-2,5	
	Fenthion	0,005-2,5	
	Fenthion sulfoxide (Mesulfenfos)	0,005-2,5	
	Fipronil	0,005-2,5	
	Flamprop-isopropyl	0,005-2,5	
	Flonicamid	0,005-2,5	
	Fluacrypyrim	0,005-2,5	
	Fluazifop-butyl	0,005-2,5	
	Fluazinam	0,005-2,5	
	Fluazuron	0,005-2,5	
	Fluchloralin	0,005-2,5	
	Flucythrinate	0,005-2,5	
	Flufenacet	0,005-2,5	
	Flufenoxuron	0,005-2,5	
	Fluometuron	0,005-2,5	
	Fluoxastrobin	0,005-2,5	
	Fluquinconazole	0,005-2,5	
	Flurochloridone	0,005-2,5	
	Fluroxypyr 1-methylheptyl ester	0,005-2,5	
	Fluroxypyr 1-methylheptyl ester (Starane)	0,005-2,5	
	Flusilazol	0,005-2,5	
	Flutolanil	0,005-2,5	
	Flutriafol	0,005-2,5	
	Forchlorfenuron	0,005-2,5	
	Formetanate Hcl	0,005-2,5	
	Fosthiazate	0,005-2,5	
	Fuberidazole	0,005-2,5	
	Furalaxyl	0,005-2,5	
	Furathiocarb	0,005-2,5	
	Halofenozide	0,005-2,5	
	Halosulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Haloxyfop	0,005-2,5	
	Haloxyfop-2-Ethoxyethyl	0,005-2,5	
	Haloxyfop-methyl	0,005-2,5	
	Heptenophos	0,005-2,5	
	Hexaconazole	0,005-2,5	
	Hexaflumuron	0,005-2,5	
	Hexazinone	0,005-2,5	
	Hexythiazox	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Imazalil	0,005-2,5	
	Imibenconazole	0,005-2,5	
	Imidacloprid	0,005-2,5	
	Indoxacarb	0,005-2,5	
	Ipconazole	0,005-2,5	
	Iprovalicarb	0,005-2,5	
	Isazofos	0,005-2,5	
	Isocarbamide	0,005-2,5	
	Isofenphos	0,005-2,5	
	Isoprocarb	0,005-2,5	
	Isoprothiolane	0,005-2,5	
	Isoproturon	0,005-2,5	
	Isoxaben	0,005-2,5	
	Isoxadifen-ethyl (AE F122006)	0,005-2,5	
	Isoxaflutole	0,005-2,5	
	Ivermectin	0,005-2,5	
	Kresoxim methyl	0,005-2,5	
	Lenacil	0,005-2,5	
	Linuron	0,005-2,5	
	Lufenuron	0,005-2,5	
	Malaoxon	0,005-2,5	
	Malathion	0,005-2,5	
	Mandipropamid	0,005-2,5	
	Mefenacet	0,005-2,5	
	Mefenpyr-Diethyl	0,005-2,5	
	Mepanipyrim	0,005-2,5	
	Mephosfolan	0,005-2,5	
	Mepronil	0,005-2,5	
	Mesosulfuron-methyl	0,005-2,5	
	Metaflumizone	0,005-2,5	
	Metalaxyl	0,005-2,5	
	Metamitron	0,005-2,5	
	Metazachlor	0,005-2,5	
	Metconazole	0,005-2,5	
	Methabenzthiazuron	0,005-2,5	
	Methacrifos	0,005-2,5	
	Methamidophos	0,005-2,5	
	Methidathion	0,005-2,5	
	Methiocarb sulfone	0,005-2,5	
	Methiocarb sulfoxide	0,005-2,5	
	Methomyl	0,005-2,5	
	Methoprotryne	0,005-2,5	
	Methoxyfenozide	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

	Metobromuron	0,005-2,5	
	Metolachlor	0,005-2,5	
	Metolcarb	0,005-2,5	
	Metoxuron	0,005-2,5	
	Metrafenone	0,005-2,5	
	Metribuzin	0,005-2,5	
	Mexacarbate	0,005-2,5	
	Molinate	0,005-2,5	
	Monocrotophos	0,005-2,5	
	Monolinuron	0,005-2,5	
	Monuron	0,005-2,5	
	Moxidectin	0,005-2,5	
	Napropamide	0,005-2,5	
	Neburon	0,005-2,5	
	Nitenpyram	0,005-2,5	
	Novaluron	0,005-2,5	
	Nuarimol	0,005-2,5	
	Ofurace	0,005-2,5	
	Omethoate	0,005-2,5	
	Orbencarb	0,005-2,5	
	Oxadiazon	0,005-2,5	
	Oxadixyl	0,005-2,5	
	Oxamyl	0,005-2,5	
	Oximino oxamyl	0,005-2,5	
	Paclobutrazol	0,005-2,5	
	Paraaxon	0,005-2,5	
	Paraaxon-methyl	0,005-2,5	
	Pencycuron	0,005-2,5	
	Pendimethalin (Penoxalin)	0,005-2,5	
	Phenmedipham	0,005-2,5	
	Phenthoate (Fenthoate)	0,005-2,5	
	Phorate (Isothioate)	0,005-2,5	
	Phosalone	0,005-2,5	
	Phosphamidon	0,005-2,5	
	Phoxim	0,005-2,5	
	Picolinafen	0,005-2,5	
	Picoxystrobin	0,005-2,5	
	Piperonyl butoxide	0,005-2,5	
	Piperophos	0,005-2,5	
	Pirimicarb	0,005-2,5	
	Pirimicarb, desmethyl-	0,005-2,5	
	Pirimicarb-desmethyl-formamido	0,005-2,5	
	Pirimifos-ethyl	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

Pirimifos-methyl	0,005-2,5
Prallethrin	0,005-2,5
Pretilachlor	0,005-2,5
Primisulfuron-methyl	0,005-2,5
Prochloraz	0,005-2,5
Profenofos	0,005-2,5
Promecarb	0,005-2,5
Prometon	0,005-2,5
Prometryn	0,005-2,5
Propachlor	0,005-2,5
Propagite	0,005-2,5
Propanil	0,005-2,5
Propaphos	0,005-2,5
Propaquizafop	0,005-2,5
Propazine	0,005-2,5
Propetamphos	0,005-2,5
Propham	0,005-2,5
Propiconazole	0,005-2,5
Propoxur	0,005-2,5
Propyzamide (Pronamide)	0,005-2,5
Proquinazid	0,005-2,5
Prosulfocarb	0,005-2,5
Prosulfuron	0,005-2,5
Prothioconazole	0,005-2,5
Prothiofos	0,005-2,5
Pymetrozine	0,005-2,5
Pyracarbolid	0,005-2,5
Pyraclostrobin	0,005-2,5
Pyrazophos	0,005-2,5
Pyridaben	0,005-2,5
Pyridafenthion	0,005-2,5
Pyridalyl	0,005-2,5
Pyrimethanil	0,005-2,5
Pyriproxyfen	0,005-2,5
Quinoxifen	0,005-2,5
Quizalofop-ethyl	0,005-2,5
Quizalofop-p-ethyl	0,005-2,5
Resmethrin	0,005-2,5
Rotenone	0,005-2,5
Sebuthylazine	0,005-2,5
Secbumeton	0,005-2,5
Siduron	0,005-2,5
Simeton	0,005-2,5

Laboratorium Omegalab
ul. Puławska 39, 05-660 Warka
Nr akredytacji AB 1799

Simetryn	0,005-2,5	
Spinetoram	0,005-2,5	
Spinosad (sum of Spinosyn A,D)	0,005-2,5	
Spinosyn A	0,005-2,5	
Spinosyn D	0,005-2,5	
Spirodiclofen	0,005-2,5	
Spiromesifen	0,005-2,5	
Spirotetramat	0,005-2,5	
Spiroxamine	0,005-2,5	
Sulfentrazone	0,005-2,5	
Sulfosulfuron	0,005-2,5	
Sulfotep	0,005-2,5	
Tebuconazole	0,005-2,5	
Tebufofenoxide	0,005-2,5	
Tebufofenpyrad	0,005-2,5	
Tebutam	0,005-2,5	
Tebuthiuron	0,005-2,5	
Teflubenzuron	0,005-2,5	
Temephos	0,005-2,5	
Tepp-A	0,005-2,5	
Tepraloxymid	0,005-2,5	
Terbufos	0,005-2,5	
Terbufos-sulfon	0,005-2,5	
Terbufos-sulfoxide	0,005-2,5	
Terbumeton	0,005-2,5	
Terbutylazine	0,005-2,5	
Terbutryn	0,005-2,5	
Tetrachlorvinphos (Dietreen T)	0,005-2,5	
Tetraconazole	0,005-2,5	
Tetramethrin	0,005-2,5	
T-Fluvalinate	0,005-2,5	
Thiabendazole	0,005-2,5	
Thiacloprid	0,005-2,5	
Thiamethoxam	0,005-2,5	
Thidiazuron	0,005-2,5	
Thiobencarb	0,005-2,5	
Thiodicarb	0,005-2,5	
Thiofanox	0,005-2,5	
Thiofanox-sulfone	0,005-2,5	
Thiofanox-Sulfoxide	0,005-2,5	
Thiophanate-methyl	0,005-2,5	
Tolclofos-methyl	0,005-2,5	
Tolfenpyrad	0,005-2,5	

Laboratorium Omegalab ul. Puławska 39, 05-660 Warka Nr akredytacji AB 1799		
	Tralkoxydim 0,005-2,5 Triadimefon 0,005-2,5 Triadimenol 0,005-2,5 Triallate 0,005-2,5 Triasulfuron (Logran) 0,005-2,5 Triazophos 0,005-2,5 Tribufos 0,005-2,5 Trichlorfon (DEP) 0,005-2,5 Tricyclazole 0,005-2,5 Trietazine 0,005-2,5 Trifloxystrobin 0,005-2,5 Triflumizol 0,005-2,5 Triflumuron 0,005-2,5 Triticonazole 0,005-2,5 Tritosulfuron 0,005-2,5 Vamidothion 0,005-2,5 XMC 0,005-2,5 Zoxamide 0,005-2,5 Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)	
<i>Żywność, produkty rolne</i> <i>(agrest, borówka, jabłko,</i> <i>porzeczka, rabarbar,</i> <i>wiśnia)</i>	Zawartość pozostałości środków ochrony roślin [mg/kg] Zakres: Chlorate 0,01-2,5 Chlormequat 0,01-2,5 Ethephon 0,01-2,5 Fosetyl-Aluminium 0,01-2,5 Glyphosate 0,01-2,5 Mepiquat 0,01-2,5 Perchlorate 0,01-2,5 Phosphonic acid 0,01-2,5 Fosetyl-Al (sum of Fosetyl and Phosphonic acid, z obliczeń) 0,01-2,5 Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Suma pestycydów (z obliczeń)	PB-03 Wyd. 1 z dnia 29.05.2024
<i>Żywność:</i> <i>(groszek, jabłko,</i> <i>porzeczka, wiśnia)</i>	Zawartość pozostałości ditiokarbaminianów wyrażone jako CS ₂ [mg/kg] Zakres: Maneb, (0,05-1,0) Mankozeb (0,05-1,0) Metiram (0,05-1,0) Propineb (0,05-1,0) Tiuram (0,05-1,0) Ziram (0,05-1,0) Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)	PB 02-DITIO Wyd. 2 z dnia 26.05.2023



Omegalab Sp. z o.o.

Ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka

Laboratorium Omegalab

ul. Puławska 39, 05-660 Warka

tel: 667-121-314 <https://omegalab.com.pl/>